



ADHEZIVNÍ CEMENTY	PANAVIA™ V5 Kuraray	RelyX Ultimate 3M	Variolink Esthetic DC Ivoclar	NX3 Nexus Third Generation Kerr	G-CEM LinkForce GC
Vytvrzovaný světlem	+	+	+	+	+
Vytvrzovaný chemicky	+	+	+	+	+
Fluor ^{*1}	+ ✓	+ ✓	nepatrné množství z YbF ₃	nepatrné množství z YbF ₃	— ✗
Monomer 10-MDP ^{*1}	Tooth Primer, Ceramic Primer Plus	Single Bond Universal	— ✗	— ✗	G-Premio Bond, G-Multi Primer
Silan	Ceramic Primer Plus (MPTS)	Single Bond Universal (MPTS)	Monobond Plus	Kerr Silan (MPTS)	G-Multi Primer
Sorpce vody ^{*1}	21 µg/mm ³	29,4 µg/mm ³	24 µg/mm ³	26 µg/mm ³	13,6 µg/mm ³
Pevnost v ohybu ^{*1}	127 MPa	111,3 MPa	118 MPa	99,4 MPa	166 MPa
Pevnost v tlaku ^{*1}	309,6 MPa	268,7 MPa	304 MPa	307,2 MPa	403 MPa
Počet odstínů	5	4	5	5	4
Hmotnost	8,2 g (4,6 ml)	8,5 g (5,0 ml)	5,0 g	5,0 g	8,7 g (5,0 ml)

^{*1}Údaje zveřejněné na internetových stránkách výrobce.

JEDEN CEMENT – VŠECHNY INDIKACE

PANAVIA™ V5

Velmi estetický kompozitní cement
– barevná stálost a výjimečná přilnavost.

