

CEMENTY

PANAVIA™ SA Univerzální cement



Kombinuje se se všemi materiály. Rychlé a trvanlivé lepení bez použití primeru.




PANAVIA™ V5



Jeden cement. Všechny indikace. Spolehlivost, pevnost a estetika.



PANAVIA™ Veneer LC



Odborník na fazety. Inlay/Onlay o tloušťce menší než 2 mm.



INDIKACE

Korunky/můstky



Inlay/Onlay



Fazety



Adhezní můstky



Korunkové vložky



PROTETICKÉ NÁHRADY

Oxidová keramika (oxid zirk.)



Kompozitně-keramický hybrid



Křemičitá keramika



Základní kovy



V případě PANAVIA™ V5 i PANAVIA™ Veneer LC se užívá CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

Drahé kovy



ZUBNÍTKÁŇ

Sklovina



Dentin



V případě PANAVIA™ V5 i PANAVIA™ Veneer LC se užívá TOOTH PRIMER



POLYMERACNÍ SYSTÉMY

Duální polymerace



Snadné odstranění přebytku



(2-5 sek.)



(3-5 sek.)



(1 sek.)

UVOLŇOVÁNÍ FLUORIDOVÝCH IONTŮ




* Tloušťka menší než 2 mm.

** Pro optimální výkon lze použít ALLOY PRIMER.

*** Leptejte 10 s kyselinou fosforečnou K-Etchant a následně naneste PANAVIA™ V5ToothPrimer.

CEMENTY

PANAVIA™ SA Univerzální cement



Rychlá a trvalá
cementace bez
použití primeru.

- ✓ Univerzální vhodný pro všechny typy náhrad
- ✓ Snadné odstranění přebytku
- ✓ Bez použití primeru
- ✓ Pokud je teplotní rozsah v rozmezí 2-25°C, stejně se držíme teploty ve spodním rozmezí

● ● ● ● ● ● Jednoduchost postupu
● ● ● ● ● ● Estetika

PANAVIA™ V5




Zlatý
standard.
Pevnost, síla
a estetika.

- ✓ Nejširší rozsah indikací, pro všechny práce v anterior a posterior segmentu
- ✓ Nejestetičtější cement s dvojitým vytvrzováním, dostupný v 5-ti odstínech
- ✓ Přesné sladění barev je možné pomocí zkušebních past Try-in
- ✓ Spolehlivé utěsnění hran nejvyšší a nejdéle trvající pevnost spoje i v případě chemické polymerace

● ● ● ● ● ● Jednoduchost postupu
● ● ● ● ● ● Estetika

PANAVIA™ Veneer LC



Odborník
na fazety

- ✓ Dlouhá provozní doba- 200 sekund při okolním světle(8.000 luxů)
- ✓ Čtyři vysoce stabilní barvy pro dlouhotrvající estetiku
- ✓ Vynikající handling-nelepivost tixotropnost, optimální konzistence a možnost snadného odstranění přebytků

● ● ● ● ● ● Jednoduchost postupu
● ● ● ● ● ● Estetika