



**SAMOADHEZIVNÍ  
CEMENTY**

|                               | PANAVIA™ SA<br>Cement Universal<br>Kuraray | RelyX U200<br>3M        | SpeedCEM Plus<br>Ivoclar | Maxcem Elite<br>Kerr    | Breeze<br>Pentron       |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vytvrzovaný světlem           | +  | +                       | +                        | +                       | +                       |
| Vytvrzovaný chemicky          | +  | +                       | +                        | +                       | +                       |
| Fluor* <sup>1</sup>           | + ✓  | - ✗                     | + ✓                      | + ✓                     | + ✓                     |
| Monomer 10-MDP* <sup>1</sup>  | + ✓  | - ✗                     | + ✓                      | - ✗                     | - ✗                     |
| Silan                         | LCSi                                       | - ✗                     | - ✗                      | - ✗                     | - ✗                     |
| Sorpce vody* <sup>1</sup>     | 27,4 µg/mm <sup>3</sup>                    | 28,6 µg/mm <sup>3</sup> | 31,6 µg/mm <sup>3</sup>  | 46,1 µg/mm <sup>3</sup> | 47,7 µg/mm <sup>3</sup> |
| Pevnost v ohybu* <sup>1</sup> | 91 MPa                                     | 103 MPa                 | 98 MPa                   | 69 MPa                  | N/A                     |
| Pevnost v tlaku* <sup>1</sup> | 301 MPa                                    | 287 MPa                 | 225 MPa                  | 351 MPa                 | N/A                     |
| Počet odstínů                 | 3  | 3                       | 3                        | 4                       | 3                       |
| Hmotnost                      | 8,2 g (4,6 ml)                             | 8,5 g (5,0 ml)          | 9,0 g                    | 5,0 g                   | 7,8 g (4,0 ml)          |

\*<sup>1</sup>Údaje zveřejněné na internetových stránkách výrobce.  
N/A – údaje chybí.

# ANO, OPRAVDU VŠECHNO

## PANAVIA™ SA Cement Universal

Položka „must have“ ve  
stomatologickém kontejneru  
při každém výkonu.  
Vyberte si!

